

Artikelnummer	0906541
Prijs excl. BTW	€ 3,37
Prijs incl. BTW	€ 4,08
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Hechtdraad Dermalon 19mm – 3/0 – 45cm

De chirurgische hechtdraden Dermalon zijn steriele, inerte, niet-resorbeerbare hechtingen.

Deze hechtdraden zijn uit lange alifatische polymeren ketens van nylon 6 en nylon 6.6 gemaakt. De nylon hechtdraden van Dermalon worden gebruikt voor het benaderen van zacht weefsel en ligaturen. Deze hechtdraden worden onder andere in cardiovasculaire chirurgie, oogheelkunde en neurologie gebruikt.

Eigenschappen van de Dermalon hechtdraden:

- Steriel
- Flexibel
- Gemakkelijk te gebruiken en te knopen
- Niet-resorbeerbaar

Specificaties van de Dermalon hechtdraad:

- Lengte naald: 19 mm
- Dikte draad: 3/0
- Lengte draad: 45 cm
- Kleur: blauw
- Inhoud: 1 stuk