

EVERCARE Eilandpleister transparant - Steriel - 10 x 12 cm - 25 stuks

08/10/2025 02:24:35



Artikelnummer	040698
Prijs excl. BTW	€ 13,79
Prijs incl. BTW	€ 16,69
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De transparante eilandpleister steriel van Evercare met absorberend kompres is een steriel wondverband voor chirurgische wondbehandeling en absorptie.

De transparante eilandpleister van Evercare is gemaakt van een waterdichte polyurethane film laag.

Het absorberend kompres heeft een niet verklevende contactlaag. De eilandpleister helpt de ideale vochtbalans in de wond te behouden en beschermd tegelijkertijd tegen stof, bacteriën en vloeistoffen van buitenaf. Inzetbaar bij zowel primaire en secundaire wonden in de inflammatie en proliferatiefase. Om alle eventuele kleefresten pijnloos en veilig te verwijderen, raden wij u onze [Adhesive Remover spray](#) aan.

Gebruiksadvies

- Reinig de wond en de huid.
- Verwijder de schutbladen en plaats de eilandpleister op een aseptische manier met het kompres centraal over de wonde.
- Verwijder de eilandpleister door aan de uiteinde de film laag uit te rekken.

Eigenschappen van de transparante eilandpleister

- Het kompres / verband is lucht- en vocht dampdoorlatend.
- Het verband kan gemakkelijk worden aangebracht op conische en ronde delen van het lichaam van de patiënt.
- Dankzij de transparantie van het kompres kan het wondgebied worden geïnspecteerd zonder het verband te verwijderen.

Productlijn Evercare

Deze productlijn bevat kwalitatief sterke alternatieven voor de traditionele materialen tegen een gunstigere prijs. De producten van Evercare voldoen aan de vereiste CE, EO, EN normen en de strenge richtlijnen vanuit de ISO kwaliteitseisen. Alle producten van Evercare ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces. Dit omvat een regelmatige inspectie van zowel de productiefaciliteiten als gerandomiseerde testen.