



Artikelnummer	020008
Prijs excl. BTW	€ 55,50
Prijs incl. BTW	€ 67,16
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Gaasdeppers van hydrofiel gaas, bestaande uit twee lagen gaas samengehouden met een elastiek. De ronde vorm vergemakkelijkt het vastnemen met het verzorgingsinstrument en vermindert het risico op contact van het instrument met de wonde. Absorptie van de vloeistoffen.

Gaasdeppers zijn veelzijdig inzetbaar

Ze zijn door hun hoge absorptievermogen onder andere geschikt voor het verwijderen van bloed, afscheidingen, water en vuil uit wonden. Gaasdeppers zijn bijzonder geschikt voor gebruik in de OK, omdat ze door een speciaal productieproces geen draden of vezels verliezen. De ronde vorm vergemakkelijkt het vastnemen met het verzorgingsinstrument en vermindert het risico op contact van het instrument met de wonde.

Verliezen geen draden of vezels

Voor wondbehandeling worden vaak gedraaide deppers gebruikt = gaasdeppers. Deze

bestaan uit verbandgaas met naar binnen liggende snijkanten, waardoor rafelen van de uiteinden wordt voorkomen. Vanwege het absorberende materiaal zijn de gedraaide deppers geschikt voor het absorberen van wondvocht en aanbrengen van desinfectiemiddel. De meest gangbare deppers zijn pruimgroot, deze deppers van Lohmann & Rauscher hebben een afmeting van +/- 30-35 mm.

Toepassingsgebieden van gaasdeppers

- Absorptie van lichaamsvocht tijdens chirurgische ingrepen.
- Postoperatieve verzorging van wonden in het ziekenhuis of thuis.
- Verzorging van chronische wonden (been ulcus, doorligwonden,...).
- Voor wondreiniging
- Voor desinfectie van de huid

Eigenschappen

Gaasdeppers hebben een hoog absorptievermogen. Geen draad of vezel verlies. Gemakkelijk vast te nemen. Bestaat uit 2 lagen. Naast niet steriele deppers, hebben wij ook [steriele gaasdeppers](#) in ons gamma. Deze zijn verkrijgbaar per 3 stuks steriel verpakt of per 5 stuks steriel verpakt.