

Gaaskompressen steriel 10 x10 cm per 10 x 10 verpakt - einde stock

08/10/2025 02:24:19



Artikelnummer	020311
Prijs excl. BTW	€ 7,20
Prijs incl. BTW	€ 8,71
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Gaaskompressen steriel 10 x 10 cm - einde stock

Onze steriele gaaskompressen (10 x 10 cm) zijn gemaakt van 100% katoen en ideaal voor het reinigen en afdekken van zowel primair gesloten als secundair helende wonden. Ze bieden een betrouwbare, steriele oplossing voor wondverzorging in medische en verpleegkundige settings.

Gebruiksaanwijzing

1. Was en droog de handen grondig.
2. Haal het gaaskompres uit de verpakking.

3. Bevochtig het kompres indien nodig met een reinigende of desinfecterende vloeistof.
4. Breng het kompres aan op de wond of gebruik het voor wondreiniging.

Specificaties

- Afmetingen: 10 x 10 cm
- Verpakkingseenheid: 10 gaaskompressen per verpakking, geleverd in een doos van 100 stuks.