



Artikelnummer	023022
Prijs excl. BTW	€ 3,83
Prijs incl. BTW	€ 4,63
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Gaaswiek steriel van puur katoen, met geweven zelfkanten, verkrijgbaar in verschillende breedten van 5 meter lengte.

Katoenen, steriele gazen

Bij diepe wonden is het soms aangewezen om een wiek te gebruiken. Wieken zijn katoenen, steriele gazen die worden gebruikt om wonden te tamponneren en ontstekingen te voorkomen. De wiek zorgt dat de wonde niet eerst bovenaan gaat sluiten, wat een fistel kan veroorzaken.

Wonde sluit zich eerst binnenin

Door de wiek langzaam in te korten, zal de wonde zich eerst binnenin sluiten. Op het wiekverband komen er nog kompressen, en daarop een verband dat het geheel bedekt. De meeste wieken zijn gemaakt van natuurlijke alginaatvezels.