



Artikelnummer	040612
Prijs excl. BTW	€ 7,32
Prijs incl. BTW	€ 8,86
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Hypafix is een poreuze zelfklevende niet-geweven kleefpleister voor het fixeren van verbanden.

Hypafix past zich perfect aan naar elke lichaamsvorm

Hypafix is in de breedte rekbaar waardoor de kleefpleister zich perfect aanpast naar elke lichaamsvorm. Ideaal voor lichaamsronningen en gewrichten. Hypafix wordt gebruikt voor het volledig afdekken van verbanden zoals van post-operatieve wondverbanden, gaas en absorberende verbanden en ook voor de fixatie van katheters en sondes.

Hypafix is hypoallergeen en zonder latex

Dit is een kleefpleister op rol. De kleefpleister is huidvriendelijk en latexvrij. De kleefmassa van de Hypafix is op basis van acryl.

Eigenschappen van de Hypafix fixatiekleefpleister

- huidvriendelijk

- in de breedte uitrekbaar
- ideaal voor fixatie op lichaamsronningen en beweeglijke delen van het lichaam
- pijnloos verwijderbaar