



Artikelnummer	030212
Prijs excl. BTW	€ 5,09
Prijs incl. BTW	€ 6,16
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Kompressen steriel 5x5cm

Het kompres is een hypoallergeen verband dat geschikt is voor de verzorging van verschillende soorten wonden. Dit verband is sterk, zacht en ademend, wat zorgt voor comfort tijdens langdurig gebruik. Het is samengesteld uit 70% viscose en 30% polyester, wat bijdraagt aan de hoge absorptiecapaciteit en zachtheid van het kompres.

Toepassing

Het non-woven kompres is uitermate geschikt voor het behandelen van complexe en stagnerende wonden. Door de hoge absorptie wordt vocht efficiënt opgenomen, waardoor de wond schoon en droog blijft. Dit type kompres biedt twee belangrijke functies:

- Absorptie van wondvocht om het genezingsproces te ondersteunen.

- Afdekking om de wond te beschermen tegen externe invloeden en infecties.

Toepassing in verschillende wondfases

Het non-woven kompres kan worden gebruikt in verschillende fases van het wondgenezingproces volgens het WCS-classificatiesysteem, namelijk:

- Zwarte fase (necrotisch)
- Gele fase (fibrineus)
- Rode fase (granulerend)

Inhoud

- 25 x 2 verpakt - 4L