

Leukoplast Elastic vingertoppleisters - 44 x 50mm - 50 stuks

08/10/2025 15:31:35



Artikelnummer	040046
Prijs excl. BTW	€ 10,82
Prijs incl. BTW	€ 13,09
Voorraad	Nog slechts 6 op voorraad

Omschrijving

Leukoplast Elastic vingertoppleister wordt gebruikt voor het afdekken en beschermen van verwondingen, ideaal voor bewegende lichaamsdelen. Huidvriendelijke eerstehulppleisters voor de verzorging van kleine en vochtafscheidende wonden. De professionele gebruiker heeft behoefte aan betrouwbare, flexibele en gebruiksvriendelijke pleisters. Het Leukoplast assortiment is samengesteld op basis van deze behoeften.

De pleisters van Leukoplast zijn latexvrij en daardoor geschikt voor patiënten met een allergie.

Dankzij de sterke kleefstof blijven de pleisters goed zitten. Een nieuw mechanisme in de dispenser maakt tijdbesparende hantering mogelijk.

Kenmerken

- Bijzonder flexibel
- Betrouwbare hechting
- Ademend

Een sterke elastische wondpleister voor de snelle en hygiënische verzorging van kleine verwondingen. De pleister is zeer flexibel en uitermate geschikt voor de vingertop. De pleister wordt door een speciaal procédé lucht- en waterdoorlatend gemaakt (microporeus) waarmee huidproblemen worden vermeden. De klee laag bestaat uit zink-oxyde rubber.