

Medicomp SPLIT-kompressen non-woven - Steriel - 7,5 x 7,5 cm - 25 x 2 stuks

08/10/2025 07:50:17



Artikelnummer	020319
Prijs excl. BTW	€ 5,67
Prijs incl. BTW	€ 6,86
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Medicomp drain is een nonwoven, steriel splitkompres met 6 lagen en heeft een Y-vormige insnijding.

Toepassing Medicomp drain splitkompres

Medicomp drain wordt gebruikt voor het plaatsen van drains, bij tracheotomie of verlengslangen. Het wordt ook gebruikt als bescherming bij het gebruik van canules of sondes.

Zeer absorberend & zacht

Deze Medicomp drain non woven kompressen, absorberen beter dan gaaskompressen, pluizen niet en voelt heel wat zachter aan.

Afbeeldingen

