

# Melolin absorberend kompres

## - Steriel - 10 x 20cm - 100 stuks

09/10/2025 01:34:09



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 020242                    |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 60,68                   |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 73,42                   |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 5 op voorraad |

### Omschrijving

Melolin bestaat uit een uitstekend absorberend katoen/acryl wondkussen, dat aan één zijde van een zeer dunne geperforeerde polyester film is voorzien. Deze (glimmende) filmzijde van het kompres dient direct op de wond geplaatst te worden.

### Voordelen

- Niet-verklevende geperforeerde film
- Uitstekend absorberend wondkussen
- Zacht Melolin werkt als een stootkussen en beschermt de wond tegen verder letsel.
- Comfortabel Melolin is gedurende het genezingsproces een comfortabel verband voor de patiënt. Bovendien wordt het verwijderen van het kompres door de speciale niet-verklevende laag als pijnloos ervaren.

- Op maat te knippen Melolin is eenvoudig op maat te knippen en behoudt daarbij zijn vorm.
- Veilig in gebruik Melolin is inert en vermindert de kans op overgevoeligheid.

## Indicaties

Melolin is in principe geschikt voor elk type licht tot matig exsuderende wond zoals:

- Schone en gehechte wonden
- Snij- en schaafwonden
- Kleine brandwonden