



Artikelnummer	023032
Prijs excl. BTW	€ 46,26
Prijs incl. BTW	€ 55,97
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Het gealuminiseerde wondkussen van de Metalline-kompressen bestaat uit soepel en zacht, uitzonderlijk dun, non-woven materiaal met goede drainage-eigenschappen. Bij drainage is snelle en adequate wondverzorging noodzakelijk. De voor Metalline typerende bijzonderheden worden bijzonder duidelijk bij deze indicaties, zoals de snelle afvoer van exsudaat, waardoor het infectiegevaar wordt gereduceerd. Het gladde oppervlak blijft niet aan de wond kleven.

Voor wondverzorging en voor het aanleggen van tracheale canules bij tracheostoma en drainages van groot kaliber.

Eigenschappen Metalline Tracheo kompres:

- verminderd risico van vastkleven aan de wond
- relatief pijnloze verbandwisseling
- ontziet de wond
- lucht- en waterdampdoorlatend

- soepel en zacht
- goede drainage
- diameter gat van 12-19 mm variabel voor Charrière 31-50