

Artikelnummer	0977
Prijs excl. BTW	€ 4,27
Prijs incl. BTW	€ 5,17
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Novosyn[®] Quick is een synthetische gevlochten en gecoate snel absorbeerbare hechting, vervaardigd van polyglactine 910. Novosyn[®] Quick wordt afgebroken door hydrolyse en biedt een voorspelbare en betrouwbare resorptie. Novosyn[®] Quick is bedoeld voor gebruik in zachte weefsels wanneer korte wondondersteuning is gewenst.

Eigenschappen Novosyn[®] Quick

- Snel en voorspelbaar degradatie profiel
- Glad oppervlak
- Hoge initiële treksterkte
- Goede knoop veiligheid
- Hoge flexibiliteit en plooibaarheid
- Voortreffelijke hanteerbaarheid
- Snelle massa absorptie

Betrouwbare resorptie Novosyn[®] Quick

- Treksterkte na 5 dagen 50%
- Complete resorptie in 45 dagen