

Prolene 6-0 - 45cm - Blauw - Met naald van 16mm en 3/8C - 24 stuks

08/10/2025 01:59:31



Artikelnummer	090867
Prijs excl. BTW	€ 193,92
Prijs incl. BTW	€ 234,64
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Prolene polypropylene is een inert materiaal, veroorzaakt slechts een minimale weefselreactie en biedt geen mogelijkheden voor bacteriegroei.

Prolene draad is sterk en aanzienlijk minder thrombogeen dan vele andere hechtmaterialen.

Het materiaal is bijzonder glad, maar tevens goed te hanteren en te knopen. Prolene hechtdraden zijn gearmeerd aan Ethalloy hechtnaalden die een grote sterkte hebben en tevens slank zijn voor een gemakkelijke weefselpenetratie. Deze hechtingsdraad wordt vaak gebruikt in de hart- en vaatchirurgie. Prolene is met ethyleenoxide gesteriliseerd.