



Artikelnummer	020298
Prijs excl. BTW	€ 6,07
Prijs incl. BTW	€ 7,34
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Selefa Katoenen Gaaskompres Steriel 8-laags om te ontsmetten, reinigen en afdekken van wonden.

Selefa Katoenen Gaaskompres Steriel 8-laags per 2 verpakt - 120 stuks

Dit gaaskompres is een steriel 100% katoen gaaskompres voor het reinigen en afdekken van primair gesloten en secundair helende wonden. Het kompres is opgebouwd uit 8 lagen en bestaat uit een 17 draads gaas. Inzetbaar is in alle fasen van de wondgenezing. De kompressen worden per paar steriel verpakt. De brede rand maakt het gemakkelijk om de peel-verpakking te openen, zelfs met handschoenen.

Beschikbaar in twee afmetingen:

- 5 x 5 cm kompres per twee verpakt - 120 stuks

- 7,5 x 7,5 cm kompres per twee verpakt - 120 stuks

Gebruiksadvies

Was en droog de handen. Voor een veilige plaatsing van het gaaskompres kunt u steeds [handschoenen](#) aan doen. Neem het kompres uit de verpakking. Bevochtig, indien nodig, het steriel kompres vooraf met een reinigende of desinfecterende vloeistof en breng aan op of in de wond.