

SELEFA kompressen non-woven - Steriel - 10 x 10cm - 70 x 2 stuks

08/10/2025 00:55:57



Artikelnummer	020297
Prijs excl. BTW	€ 4,81
Prijs incl. BTW	€ 5,82
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Steriele non-woven kompressen per 2 stuks verpakt. Ideaal voor het afdekken van wonden en het opnemen van wondvocht.

Extreem zacht en huidvriendelijk

Deze steriele non-woven kompressen bestaan uit extreem zachte en huidvriendelijke vliesstof. Ze zijn ademend, sterk absorberend en kunnen veelzijdig worden ingezet. De vlieskompressen bestaan uit 4 lagen gemaakt van 65% viscose en 35% polyester. Ze zijn gebruiksklaar verpakt per 2 stuks.

Non-woven kompres verkleeft minder snel

Steriele vlieskompressen zijn geschikt is voor gebruik als wondbedekker. Een non-woven kompres verkleeft minder snel aan de wond dan een gaaskompres. Wanneer stevigheid van het kompres belangrijk is, verdient een vlieskompres de voorkeur

Hoe non-woven kompressen te gebruiken?

Met een non-woven kompres reinigt u wonden en wondranden. Ook kunt u het gebruiken als steriele wondbedekker van droge of licht vochtige wonden. Het vlieskompres is absorberend en houdt de wond droog. De afmetingen van het kompres bedragen 10x10cm of 5x5cm. Een non-woven kompres wordt gefixeerd op de wond met een windel of fixatiepleister. Daarbij kiest u voor een niet-elastische windel als het non-woven kompres wordt toegepast op weinig bewegende lichaamsdelen, of een elastisch windel in geval van bewegende lichaamsdelen. Laat de windel ruim over de randen van het non-woven kompres vallen, om vuil buiten de wond te houden. Zelfde toepassing voor een fixatiepleister

Kenmerken

- Sterk absorberende, steriele kompressen
- Huidvriendelijk en zacht
- Ademend
- 4-laags
- Gemaakt van 65% viscose en 35% polyester
- Gebruiksklaar
- Ideaal geschikt voor de externe wondverzorging
- Steriel per 2 stuks geseald verpakt

Al onze niet steriele non-woven kompressen kan u [hier](#) terug.