



Selefa non-woven tape OP DISPENSER 2,5 cm x 9,1 m - 12 stuks

08/10/2025 00:40:33

Artikelnummer	040553
Prijs excl. BTW	€ 15,27
Prijs incl. BTW	€ 18,48
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Deze fixatietape is een niet steriele non woven hechtpleister op dispenser gemaakt van huidvriendelijk materiaal. Voor fixatie van verbanden, gazen, katheters en/of canules.

Eigenschappen en voordelen van deze hechtpleister

- Huidvriendelijk
- Poreus
- Laat de huid ademen en zorgt zo dat deze intact blijft
- Eenvoudig in gebruik d.m.v. de dispenser
- Goed aanpassend
- Hypoallergeen
- Latexvrij

Mogelijke toepassingen

- Fixatie van [kleine tot matig grote verbanden](#)
- Fixatie van lichte tubes (sondes, canules,...)

Eigen merk – Selefa hechtpleister

De Asker Healthcare Group beschikt over een eigen productlijn van hoge kwaliteit, bestaande uit de merken Selefa® en Evercare®. De Asker Healthcare Group is een

Europese distributeur van medische hulpmiddelen met het hoofdkantoor in Stockholm, Zweden. Naast hulpmiddelen biedt de Asker Healthcare Group ondersteunende diensten en systemen aan zorgverleners in heel Europa om zo als hulpmiddelenpartner in de zorgketen op te treden. Met Deforce zijn we trots deze producten toe te voegen aan ons brede assortiment. Hiermee zijn wij in staat de hoogste kwaliteit te bieden tegen een scherpe prijs en door een betrouwbare partner.

Betrouwbare kwaliteit

De producten van Selefa® voldoen aan de vereiste CE, EO, EN normen en de strenge richtlijnen vanuit de ISO kwaliteitseisen. Alle producten van Asker ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces. Dit omvat een regelmatige inspectie van zowel de productiefaciliteiten als gerandomiseerde testen. Het is dan ook cruciaal om uitsluitend samen te werken met leveranciers die de kwaliteits-, milieu- en MVO-normen van de ASker Healthcare Group delen.