



Artikelnummer	020003
Prijs excl. BTW	€ 4,38
Prijs incl. BTW	€ 5,30
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Selefa Optimia Gaasdeppers niet steriel 30 mm zijn bruikbaar voor absorptie, wondreiniging, bescherming, ontsmetting of als wondkussen. Deze gaasdeppers worden geproduceerd van milieuvriendelijke gebleekte katoenen vezels. De deppers worden geproduceerd in overeenstemming met de EN-14079 norm om optimale zachtheid en absorberende eigenschappen te verkrijgen. De deppers zijn ontworpen met het oog op een uitstekende absorptie van vloeistoffen en wond- of schaafwondexsudaat.

Belangrijkste kenmerken:

- Breed toepassingsgebied: pre-operatieve huidreiniging, wond reinigen, drogen, absorptie, bescherming, enz...
- Peroxide gebleekt katoenen gaas zonder chloor
- 100 % katoen, pluisarm
- Voorbehandeld met EO-gas
- Geweven van 17 draden per cm²

- Kan worden gesteriliseerd

Naast niet steriele deppers, hebben wij ook [steriele gaasdeppers](#) in ons gamma.