



Artikelnummer	020309
Prijs excl. BTW	€ 1,79
Prijs incl. BTW	€ 2,17
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Hydrofiel gaaskompres, zuiver katoen, 17 draden. Omgevouwen randen en chirurgisch geplooid.

Sterilux ES heeft een goede absorptiecapaciteit, is luchtdoorlatend, steriel, scheurvast en tegelijkertijd soepel en makkelijk om aan te leggen.

Vervaardigd uit absorberend katoengaas conform EN 14079, met gevouwen zelfkanten (= ES): kan verschillende keren worden opgevouwen voor gebruik in groter formaat zonder rafelvorming; sterk absorberend, luchtdoorlatend, zacht en soepel, steriel.

Toepassing

- Voor de gewone wondverzorging.
- Vooral voor de eerste verzorging van vuile geïnfecteerde wonden als kompres of depper in kleine operatieve of poliklinische ingrepen.