



Artikelnummer	020215
Prijs excl. BTW	€ 2,90
Prijs incl. BTW	€ 3,51
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Gaaskompressen - Sterilux[®] ES - SUPER ABSORBEREND

Sterilux ES[®] gaaskompressen samengesteld uit absorberend gaas, 100% katoen, conform EN 14079 met zelfkant (=ES), kunnen meerdere keren worden opgevouwen voor gebruik in groter formaat zonder rafelvorming.

Indicatie Sterilux[®] ES gaaskompressen

- Algemene wondverzorging
- Eerste verzorging van vuile, geïnfecteerde of sterk secernerende wonden
- Als kompres of depper in kleine operatieve of poliklinische ingrepen

De steriele kompressen zijn met stoom gesteriliseerd volgens de norm EN ISO 17605. De Sterilux[®] ES kompressen bestaan in zowel in steriele als niet-steriele versie.

Verkrijgbaar in verschillende afmetingen

- 5 x 5 cm
- 7,5 x 7,5 cm
- 10 x 10 cm