



Artikelnummer	020307
Prijs excl. BTW	€ 11,15
Prijs incl. BTW	€ 13,49
Voorraad	Nog slechts 7 op voorraad

Omschrijving

Gaaskompressen - Sterilux® ES - SUPER ABSORBEREND

Indicatie van Sterilix ES

- Algemene wondverzorging
- Eerste verzorging van vuile, geïnfecteerde of sterk secernerende wonden
- Als kompres of depper in kleine operatieve of poliklinische ingrepen.

Sterilux ES kompressen samengesteld uit absorberend gaas, 100% katoen, conform EN 14079 met zelfkant (=ES), kunnen meerdere keren worden opgevouwen voor gebruik in groter formaat zonder rafelvorming. De steriele kompressen zijn met stoom gesteriliseerd volgens de norm EN ISO 17605. Bestaat in steriele EN niet-steriele versie.

Verkrijgbaar in ander afmetingen

<u>Afmeting</u>	<u>Verpakking</u>
-----------------	-------------------

5 x 5 cm	40 x 5 stuks
7,5 x 7,5 cm	30 x 5 stuks
10 x 10 cm	30 x 5 stuks