




# tg Grip Compressief buisverband D - 7,5cm x 10m (middelgrote arm, onderbeen)

07/10/2025 20:27:58



|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Artikelnummer   | 061003                    |
| Prijs excl. BTW | € 24,37                   |
| Prijs incl. BTW | € 29,49                   |
| Voorraad        | Nog slechts 3 op voorraad |

## Omschrijving

tg Grip Compressief buisverband is sterk, duurzaam elastisch, soepel en heeft een gelijkmatige drukwerking. Het product is praktisch en handzaam — bij fixatieverband met lichte compressie evenals voor het steunen en ontlasten van banden, pezen en gewrichten, alsmede (thorax)verband voor grote oppervlakken. Het steunkousverband is luchtdoorlatend, licht polsterend en dankzij het hoge katoenaandeel zeer huidvriendelijk. Het is eenvoudig en plooienvrij aan te brengen, af te nemen en opnieuw aan te brengen. Met een tweede verband laag kan verdere versterking van het compressie-effect worden gerealiseerd — of door keuze van een kleinere maat. Indien je net verbanden nodig hebt, [klik dan hier](#)

## Toepassingsgebieden

Voor steun- en fixatieverbanden met lichte compressie

## Eigenschappen van TG Grip

- soepel met gelijkmatige drukwerking
- lucht doorlaatbaar
- praktisch en handzaam
- met weinig plooien aan te leggen
- naadloos gebreid
- dwars elastisch
- huidvriendelijk dankzij hoog katoenaandeel

## Product samenstelling van TG Grip

85 % katoen, elastodieën (latex), met polyamidegaren omspinnen

TG Grip verkrijgbaar in verschillende formaten

A (4,6 cm) voor kinderhand, onderarm kind B (6 cm) kinderarm, onderbeen kind C (6,5 cm) voor arm (smal), kinderbeen D (7,5 cm) voor arm (middel), onderbeen E (8,75 cm) voor arm (groot), been, bovenbeen (klein) F (10 cm) voor been, bovenbeen (middel) G (12 cm) voor been, bovenbeen (groot) J (17,5 cm) voor romp (klein)

---

## Eesigrip Steungevend buisverband

Eesi grip biedt ideale steun voor ledematen en gewrichten na het afnemen van gipsverbanden. Dit veelzijdige rekverband is vervaardigd uit 100% zuivere katoen en kan ook worden gebruikt om zwachtels op hun plaats te houden. Er zijn geen veiligheidsspelden, klemmetjes, tape... nodig om het verband op zijn plaats te houden. Het steunverband is wasbaar. Het steun gevend buisverband is een tubulair rekverband, dat ideaal is voor verstuikingen en verzwikkingen of om extra steun te geven. Het is beschikbaar in maten die geschikt zijn voor enkels, knieën, polsen, ellebogen en voor bovenbenen en torso.

## Product samenstelling van Eesigrip

100% katoen