



Artikelnummer	020506
Prijs excl. BTW	€ 1,46
Prijs incl. BTW	€ 1,77
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Wattenstaafjes met standaard tip - 15cm - 100 stuks

Deze wattenstaafjes zijn hoogwaardige, steriele wattestaafjes die zorgen voor optimale veiligheid voor patiënten. Deze swab sticks hebben aan één kant een stevig opgerolde wattestaaf van 4 mm en zijn vervaardigd met een houten steel van Ø 2,2 mm, wat zorgt voor een stevige grip en precisie bij gebruik.

Deze swab sticks worden vooraf steriel gemaakt en verpakt, wat betekent dat ze germ-gereduceerd zijn en de veiligheid van de patiënt wordt gegarandeerd.

Kenmerken:

- Houten steel Ø 2,2 mm
- Kleine wattestaaf Ø 4 mm
- Steriel verpakt voor maximale veiligheid
- Topkwaliteit voor medisch gebruik

Kies voor Meditip Clean swab sticks voor betrouwbare, steriele en hygiënische toepassingen in de zorg!